



QuikRead go[®] iFOBT

Immunologischer FOB-Test – qualitativ oder quantitativ

Immunologischer FOB-Test – qualitativ oder quantitativ

QuikRead go iFOBT ist ein immunochemischer Test zur quantitativen Bestimmung des FOB-Wertes. Das Probenentnahme-System ist einfach und hygienisch zu Hause zu benutzen und reguliert automatisch die erforderliche Probenmenge. QuikRead go iFOBT, zusammen mit dem Probennehmer, bietet ein Komplettpaket zur Bestimmung des quantitativen FOB-Wertes als Point-of-care in der Arztpraxis und Klinik genauso wie im Speziallabor.

QuikRead go iFOBT...

INDIVIDUELL

- » Ergebnis kann qualitativ oder quantitativ angezeigt werden
- » Quantitatives Ergebnis in ng/ml und µg/g
- » Test ist einfach in die tägliche Routine zu integrieren

OBJEKTIV

- » Instrument zeigt ein eindeutiges Ergebnis an, es ist keine visuelle Interpretation erforderlich
- » Numerisches Ergebnis im Bereich 15–200 µg/g Stuhl (75–1000 ng/ml)

SICHER

- » Automatischer Testablauf mit wenigen manuellen Arbeitsschritten
- » Praktischer und hygienischer Probennehmer reguliert automatisch die richtige Probenmenge

BEWÄHRTE QUIKREAD QUALITÄT

- » Robustes, wartungsfreies Gerät, keine Kalibrierung erforderlich
- » Ergebnisse werden automatisch gespeichert, wenn gewünscht, mit Patienteninformationen
- » Anbindungsmöglichkeiten zur weiteren Verwendung der Ergebnisse



QuikRead go®

SO EINFACH ZU VERWENDEN!



Probe



Messung



Ergebnis

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung

Produkt	Art.-Nr.
QuikRead go iFOBT, 50 Tests	151051
QuikRead FOB Positivkontrolle, 0,8 ml	130054
QuikRead FOB Set zur Probennahme, 50 Röhrchen	151052
QuikRead go Instrument	133893



Orion Diagnostica verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung diagnostischer Testsysteme für das Gesundheitswesen. Building well-being ist uns ein Anliegen. QuikRead go® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Orion Diagnostica Oy.

Orion Diagnostica Oy / Representative Office
Notkestraße 9, 22607 Hamburg
service line 040 89 96 89 901
www.oriondiagnostica.de

Orion Diagnostica Oy,
www.oriondiagnostica.com, www.quikread.com