

QuikRead go  
wrCRP+Hb



# QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP+Hb

Erst testen, dann verordnen

**ORION**  
DIAGNOSTICA



# Erst testen, dann verordnen

QuikRead go wrCRP+Hb ist ein schnell und einfach durchzuführender CRP-Test am Point-of-Care, der gleichzeitig CRP und Haemoglobin (Hb) Ergebnisse innerhalb von 2 Minuten bestimmt. Der wrCRP+Hb-Test erweitert die konventionelle CRP-Testung um den hochsensitiven Bereich zur Bestimmung von z.B. einer neonatalen Sepsis<sup>1</sup> sowie zur Vorhersage der Schwere der Erkrankung bei COPD<sup>2</sup> und zur Unterstützung der kardiovaskulären Risikobewertung<sup>3</sup>. Die Lagerung des geschlossenen Kits bei Raumtemperatur bis max. 25°C und die kleine Probenmenge erleichtern Ihre tägliche Routine. Das Instrument arbeitet vollautomatisch in der bewährten QuikRead-Qualität und unterstützt Sie somit, die richtige Behandlungsentscheidung zu treffen.

## QuikRead go wrCRP+Hb...

### LAGERUNG BEI RAUMTEMPERATUR

- » Einfache Lagerung ohne Kühlschrank bis 25°C
- » Ermöglicht die sofortige Anwendung, kein Aufwärmen der Reagenz nötig

### WEITER CRP-MESSBEREICH

- » Der weite Messbereich misst Vollblut von 0,5–200 mg/l und Serum oder Plasma von 0,5–120 mg/l
- » Ermöglicht die CRP-Bestimmung bei vielen Indikationen

### KLEINES PROBENVOLUMEN: 10 µL

- » Probennahme ist einfach und schnell
- » Komfortabel für den Patienten

### EINZIGARTIGE KOMBINATION

- » Hb Messbereich von 50–220 g/l (5,0–22,0 g/dl; 3,1–13,7 mmol/l)
- » Zwei Ergebnisse aus einer Probe liefern wichtige Informationen zur Behandlungsentscheidung

### Literatur

1. Hengst JM: The role of C-reactive protein in the evaluation and management of infants with suspected sepsis. *Adv Neonatal Care* 2003; 3:3–13.
2. Mendy A, Forno E, Niyonsenga T, Gasana J. *Clin Respir J*. 2017. Blood biomarkers as predictors of long-term mortality in COPD. <https://doi.org/10.1111/crj.12752>
3. Kaptoge S, Di Angelantonio E, Lowe G, Pepys MB, Thompson SG, Collins R, Danesh J. C-reactive protein concentration and risk of coronary heart disease, stroke, and mortality: an individual participant meta-analysis. *Emerging Risk Factors Collaboration*. 2010 *Lancet* 375(9709):132–40.



**QuikRead go**®

## SO EINFACH ZU VERWENDEN!



Probe



Messung



Ergebnis

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung

### Produkt

### Art.-Nr.

QuikRead go wrCRP+Hb Kit, 50 Tests	
» mit Kapillaren und Stiften	146255
QuikRead CRP Kontrolle 1 ml	153038
QuikRead go Hb Kontrolle 1 ml	141154
QuikRead go Instrument	133893



Orion Diagnostica verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung diagnostischer Testsysteme für das Gesundheitswesen. Building well-being ist uns ein Anliegen.

QuikRead go® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Orion Diagnostica Oy.

Orion Diagnostica Oy  
Representative Office  
Notkestraße 9, 22607 Hamburg  
service line 040 89 96 89 901  
[www.oriondiagnostica.de](http://www.oriondiagnostica.de)

Orion Diagnostica Oy  
[www.oriondiagnostica.com](http://www.oriondiagnostica.com)  
[www.quikread.com](http://www.quikread.com)  
[www.tackleamr.com](http://www.tackleamr.com)